



# 検温システム 操作マニュアル



SHANTERY

株式会社シャンテリー



# 目次

0.はじめに	
1.準備操作	
2.基本操作	
3.サンプルデータ	
4.こんな時は	
5.リンク	

0.はじめに	3
1.準備操作	
グループ登録	6
ユーザー登録とは	10
ユーザーを登録しよう	11
ユーザー個人登録	12
ユーザー複数登録	18
2.基本操作	
ログイン	24
検温データの入力	25
検温データの検索	29
検温データの印刷	31
グループ情報の更新	33
ユーザー情報の更新	37
ユーザー情報の一括更新	41
ユーザー情報の削除	45
ログアウト	49
3.サンプルデータ	50
4.こんな時は	51
5.リンク	52



# 0

## 章

### はじめに

#### 0.はじめに

##### 1.準備操作

##### 2.基本操作

##### 3.サンプルデータ

##### 4.こんな時は

##### 5.リンク

弊社、株式会社シャンテリーは創業して以来20年、IT社会の成長とともに私たちも成長してまいりました。

「お客様に最高の満足度を提供する」という経営理念の下、私たちが提供させていただいているシステムが、より皆様の身近な存在になるべく、全社員の総力でもって取り組んでまいりました。

そこで昨今の新型コロナウイルスについて私たちがシステムで何かできないかと考え、今回の検温システムを無償で提供する運びとなりました。

皆様の生活のお役に立てるよう日々精進してまいります。

今後とも益々のご支援とご愛好を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社シャンテリー



# 0

## 章

### はじめに

## 0.はじめに

### 1.準備操作

### 2.基本操作

### 3.サンプルデータ

### 4.こんな時は

### 5.リンク

#### 利用規約

この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社シャンテリー（以下「当社」といいます。）が提供する検温システムサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する条件を、本サービスを利用するお客様（以下「お客様」といいます。）と当社との間で定めるものです。

##### 1. 規約への同意

1.1. お客様は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。お客様は、本規約に同意をしない限り本サービスを利用できません。

##### 2. プライバシーポリシー

2.1. 当社は、お客様のプライバシーを尊重しています。

2.2. 当社は、お客様から収集した情報を安全に管理するため、セキュリティに最大限の注意を払います。

##### 3. サービスの提供

3.1. お客様は、本サービスを利用するにあたり、必要な通信機器、通信手段等を、お客様の費用と責任で用意しなければなりません。

3.2. 当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめお客様に事前通知することなく、いつでも、本サービスの全部または一部の内容を変更及び中止することができます。

##### 4. 広告表示

4.1. 当社は、本サービスに当社または第三者の広告を掲載することができます。

##### 5. 著作権

5.1. 本サービスに掲載されている文章、イラスト、ロゴ、その他のすべての情報は、当社が著作権を有しております。

##### 6. 本サービスへのリンクについて

6.1. 本サービスへのリンクは、営利、非営利を問わず原則自由とします。ただし、当社、または他社(者)・他団体を誹謗中傷したり、信用失墜を意図する内容を含んだサイト、及びそのおそれがあるリンクの設定はご遠慮ください。



# 0

## 章

### はじめに

## 0.はじめに

### 1.準備操作

### 2.基本操作

### 3.サンプルデータ

### 4.こんな時は

### 5.リンク

## 7. 禁止事項

7.1.当社は、本サービスに関するお客様による以下の行為を禁止します。

- (1) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある行為
  - (2) 本サービスの利用権を、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
  - (3) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
  - (4) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為
  - (5) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示または提供する行為
  - (6) 本サービスのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、不当な目的でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
- (1) から(6) までのいずれかに該当する行為を助長する行為
- (1) から(6) までに定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為

## 8. 免責事項

8.1. 当社は、当社の故意または重過失に起因する場合を除き、本サービスに起因してお客様に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。

## 9. 連絡方法

9.1. 本サービスに関するお客様から当社への連絡は、以下に指定するメールアドレスにより行っていただきます。連絡は当社の過失として起きるシステム障害についてのみ、後日回答いたします。要望、質問については受け付けることができません。

サポートデスク：thermo-info@shantery.co.jp

以上

最終更新日：2020年11月1日



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■グループ登録 – ステップ 1

検温情報を管理するグループを作成する画面です。  
グループ作成後にユーザー登録が可能になります。

The screenshot shows the 'まいけん' (Maiken) system interface. At the top, there is a green header bar with the system name and a logo. Below the header, there is a navigation bar with two buttons: 'ログイン' (Login) and 'グループ' (Group). The 'グループ' button is highlighted with a red box and labeled with a '1'. Below the navigation bar, there is a form titled 'IDとパスワードを入力してください' (Please enter ID and password). The form has two input fields: 'ユーザーID' (User ID) and 'パスワード' (Password). Below the input fields is a 'ログイン' (Login) button. The '新規登録' (New Registration) button is also highlighted with a red box and labeled with a '2'.

1. 「グループ」を選択する。
2. 「新規登録」ボタンを押下する。  
⇒新規グループ登録の入力画面に遷移します。

**注意：** ブラウザーの戻るボタンは使用しないでください。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■グループ登録 – ステップ2

グループ情報を入力して、新規にグループを登録する画面です。

グループID 【使用可能】 半角英数字	4文字以上、32文字以内
グループ名 【使用可能】 漢字、ひらがな、英数字(記号を除く)	64文字以内
グループパスワード 【使用可能】 半角英数字	4文字以上、16文字以内

確認 戻る

1. 「グループID」を入力する。
2. 「グループ名」を入力する。
3. 「グループパスワード」を入力する。
4. 「確認」ボタンを押下する。

⇒新規グループ登録の確認画面に遷移します。

#### 補足説明

登録するグループ情報は任意の値を設定できますが、各項目ごとに「使用可能」文字と文字数の制限があります。  
エラーになった場合は、画面に表示されるエラー内容をご確認ください。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■グループ登録 – ステップ 3

入力した登録内容を確認し、グループ登録を完了する画面です。



# まいけん

新規グループ登録確認

下記の内容でよろしいでしょうか？

グループID	samplegroup
グループ名	サンプルグループ
グループパスワード	情報保護のため非公開

1

2

登録

戻る

1. 入力したグループ情報を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 登録ボタンを押下する。

⇒新規グループ登録の完了画面に遷移します。





# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■グループ登録 – 完了

グループ登録の完了画面です。



まいけん

新規グループ登録完了

グループ情報の登録が完了しました！

グループID	samplegroup
グループ名	サンプルグループ
グループパスワード	情報保護のため非公開

戻る

1

1. 「戻る」ボタンを押下する。

⇒ログイン画面に遷移します。

グループ登録が完了しました！  
次はユーザー登録を行いましょう！





# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー登録とは

グループ登録を完了すると、グループに対してユーザーを登録することができます。  
ユーザーは本システムにログインして下記の操作が行えます。

### ・ユーザーの種類

「管理者」・・・・・・・・ グループの検温情報を管理するユーザーです。

「一般」・・・・・・・・ グループに所属するメンバーです。

### ・ユーザーのできること

1. ログイン
2. 検温情報の入力 ※「管理者」のみ
3. 検温情報の参照
4. 検温情報のエクセルファイル出力
5. グループ情報の編集 ※「管理者」のみ
6. ユーザー情報の編集

#### 補足 説明

検温情報を入力できるのは「管理者」ユーザーです。  
「一般」ユーザーは検温情報の入力を行えません。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザーを登録しよう

ユーザー登録には個人登録と複数登録の2種類があります。

「個人登録」・・・・・・・・ 1件ずつユーザー情報を入力して、ユーザーを登録します。

「複数登録」・・・・・・・・ CSVファイルをアップロードして、一括でユーザー登録を行います。

・「個人登録」する場合

⇒ 10ページ「ユーザー個人登録」の手順をご参照ください。

・CSVファイルで「複数登録」する場合

⇒ 16ページ「ユーザー複数登録」の手順をご参照ください。

### ● ユーザー登録時の注意点

ユーザー登録時に指定するユーザーIDは本システム全体で一意的な値です。

既に他のユーザーが利用しているユーザーIDは登録することができません。

登録時にエラーになった場合は、ユーザーIDが重複しないように設定してください。

まずは個人登録で管理者ユーザー  
を登録してみましょう！





# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー個人登録 – ステップ 1

ログイン画面から作成済みのグループに対して、ユーザーを追加します。  
ユーザーを作成するには、グループIDとグループパスワードが必要です。

The screenshot shows the login page of the 'まいけん' (Maiken) system. At the top, there is a green header with the system name and a logo. Below the header, there is a navigation bar with a 'ログイン' (Login) button. A red box highlights the 'ユーザー（個人）' (User (Individual)) button, with a callout '1' indicating the first step. Another red box highlights the '新規登録' (New Registration) button, with a callout '2' indicating the second step. Below the navigation bar, there is a green text prompt 'IDとパスワードを入力してください' (Please enter ID and password). The main form area contains two input fields: 'ユーザーID' (User ID) and 'パスワード' (Password), each with a placeholder text 'ユーザーIDを入力してください' and 'パスワードを入力してください' respectively. A 'ログイン' (Login) button is located at the bottom of the form.

1. 「ユーザー（個人）」を選択する。
2. 「新規登録」ボタンを押下する。  
⇒新規ユーザー登録の入力画面に遷移します。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー個人登録 – ステップ 2

ユーザー情報を入力する画面です。



まいけん

新規ユーザー登録入力

登録情報を入力してください

グループID	4文字以上、32文字以内	1
【使用可能】 半角英数字		
グループパスワード	4文字以上、16文字以内	2
【使用可能】 半角英数字		
ユーザーID	4文字以上、32文字以内	3
【使用可能】 半角英数字		
ユーザーパスワード	4文字以上、16文字以内	4
【使用可能】 半角英数字		
氏名	64文字以内	5
【使用可能】 漢字、ひらがな、英数字(記号を除く)		
性別	男性	6
生年月日	選択してください	7
学年	なし	8
管理者権限	一般	9

10

確認

戻る

↑

↓



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

ユーザー情報を入力します。



## まいけん

新規ユーザー登録入力

登録情報を入力してください

グループID 【使用可能】半角英数字	4文字以上、32文字以内	1
グループパスワード 【使用可能】半角英数字	4文字以上、16文字以内	2
ユーザーID 【使用可能】半角英数字	4文字以上、32文字以内	3
ユーザーパスワード 【使用可能】半角英数字	4文字以上、16文字以内	4

次のページに続く

1. 「グループID」を入力する。
2. 「グループパスワード」を入力する。
3. 「ユーザーID」を入力する。
4. 「ユーザーパスワード」を入力する。

注意：ユーザーパスワードは管理者から見えてしまう為、ご注意ください。

#### 補足説明

グループIDとグループパスワードは事前に作成したグループの情報を入力します。ユーザーIDとユーザーパスワードは任意の値を入力します。「使用可能」文字と文字数制限の範囲で入力してください。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

前のページからの続き

・  
・  
・

氏名	<input type="text" value="64文字以内"/>	5
性別	<input type="text" value="男性"/>	6
生年月日	<input type="text" value="選択してください"/>	7
学年	<input type="text" value="なし"/>	8
管理者権限	<input type="text" value="一般"/>	9
<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="戻る"/>		10



5. 「氏名」を入力する。
6. 「性別」を選択する。
7. 「生年月日」をカレンダーで選択する。
8. 「学年」を選択する。
9. 「管理者権限」を選択する。
10. 「確認」ボタンを押下する。  
⇒新規ユーザー登録の確認画面に遷移します。

#### 補足 説明

登録するユーザー情報を入力します。  
管理者権限はユーザー用途によって一般・管理者のいずれかを選択してください。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー個人登録 – ステップ 3

入力した登録内容を確認し、ユーザー登録を完了させる画面です。



まいけん

新規ユーザー登録確認

下記の内容でよろしいでしょうか？

1

グループID	samplegroup
グループパスワード	情報保護のため非公開
ユーザーID	sampleuser
ユーザーパスワード	情報保護のため非公開
氏名	サンプルユーザー
性別	男性
生年月日	1990/10/01
学年	なし
管理者権限	管理者

2

登録

戻る



1. 入力したユーザー情報を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 登録ボタンを押下する。

⇒新規ユーザー登録の完了画面に遷移します。





# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー個人登録 – 完了

ユーザー個人登録の完了画面です。



まいけん

新規ユーザー登録完了

ユーザー情報の登録が完了しました！


グループID	samplegroup
グループパスワード	情報保護のため非公開
ユーザーID	sampleuser
ユーザーパスワード	情報保護のため非公開
氏名	サンプルユーザー
性別	男性
生年月日	1990/10/01
学年	なし
管理者権限	管理者

1

戻る

1. 「戻る」ボタンを押下する。  
⇒ログイン画面に遷移します。

ユーザー登録が完了しました！  
同じ手順で必要なメンバーを登録  
すれば準備完了です！





# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー複数登録 – ステップ 1

ユーザー複数登録ではCSVファイルをアップロードして、一括でメンバーの登録が可能です。  
「3.サンプルデータ」からCSVファイルを取得して、メンバー情報を編集してください。

### ・CSVファイル作成例

(ユーザーリスト.csv)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	samplegroup	pass	user01	pass	新谷 戴三	M	2005/6/3	C		0
2	samplegroup	pass	user06	pass	小泉 波子	F	2006/10/22	B		0
3	samplegroup	pass	user07	pass	福井 芳伸	M	1977/2/2		0	0
4	samplegroup	pass	user10	pass	奥野 有子	F	1976/1/22		0	0
5	samplegroup	pass	user24	pass	千田 麻紀	F	2009/6/1	5		0
6										

A列 グループID . . . . . ユーザーを登録するグループIDを入力します。

B列 グループパスワード . . . . . グループのパスワードを入力します。

C列 ユーザーID . . . . . ユーザーIDを入力します。

D列 ユーザーパスワード . . . . . ユーザーパスワードを入力します。

E列 氏名 . . . . . 氏名を入力します。

F列 性別 . . . . . 男性の場合「M」、女性の場合「F」を入力します。

G列 生年月日 . . . . . 生年月日を「2020/10/1」の形式で入力します。

H列 学年 . . . . . 小学生の場合「1～6」

中学生1年生「A」2年生「B」3年生「C」

その他は「0」を入力します。

I列 管理者権限 . . . . . 一般の場合「0」、管理者の場合「1」を入力します。



CSVファイルは半角カンマ区切りの形式で値を保存したテキストデータです。エクセルで編集することができます。

**注意：** エクセル以外で編集する際は、CSVファイルの文字コードがShift\_JISになるように保存してください。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー複数登録 – ステップ 2

ログイン画面からユーザー一括登録の画面に遷移します。

The screenshot shows the login page of the 'まいけん' (Maiken) system. At the top, there is a green header with the system name and a paperclip icon. Below the header, the word 'ログイン' (Login) is displayed in green. A red box labeled '1' highlights the 'ユーザー（複数）' (Multiple Users) dropdown menu. Another red box labeled '2' highlights the '新規登録' (New Registration) button. Below these, the text 'IDとパスワードを入力してください' (Please enter ID and password) is shown in green. The login form consists of two input fields: 'ユーザーID' (User ID) and 'パスワード' (Password), both with placeholder text 'ユーザーIDを入力してください' and 'パスワードを入力してください' respectively. A blue 'ログイン' (Login) button is located at the bottom right of the form.

1. 「ユーザー（複数）」を選択する。

2. 「新規登録」ボタンを押下する。

⇒新規ユーザー一括登録の入力画面に遷移します。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク


## ■ユーザー複数登録 – ステップ 3

ユーザー情報を書き込んだCSVファイルをアップロードする画面です。



まいけん

新規ユーザー一括登録入力



ファイル選択



1. 「ファイルを選択」を押下する。
2. ファイル選択にてCSVファイルを選択する。
3. 「確認」ボタンを押下する。

⇒新規ユーザー一括登録の確認画面に遷移します。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

確認ボタン押下後にエラーが発生した場合は、画面の指示に従ってCSVファイルを修正してください。


まいけん

---

新規ユーザー一括登録入力

---

ファイルを選択

確認

戻る

1行目のグループが存在しません(グループId,グループパスワードを確認してください)

1行目のグループID: 4~32文字以下かつ半角英数字で入力してください

1行目のユーザーID: 4~32文字以下かつ半角英数字で入力してください

1行目の性別: M(男性)またはF(女性)で入力してください

1行目の生年月日: yyyyMMdd の形式で入力してください(120歳を超える生年月日は登録できません)

2行目のユーザー名: 1~64文字以下かつ記号以外の文字で入力してください

2行目の性別: M(男性)またはF(女性)で入力してください

#### ・各項目の入力制限

項目	使用可能文字	文字数
ユーザーID	半角英数字	4~32文字
ユーザーパスワード	半角英数字	4~16文字
氏名	漢字、ひらがな、英数字(記号を除く)	64文字まで



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー複数登録 – ステップ 4

一括登録するユーザー情報の内容を確認し、登録を完了させる画面です。

 **まいけん** 

新規ユーザー一括登録確認

1

下記の内容でよろしいでしょうか？

No.	グループID	グループパスワード	ユーザーID	ユーザーパスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
1	samplegroup	pass	user01	pass	新谷 戴三	男性	2005/6/3	中学3年生	一般
2	samplegroup	pass	user06	pass	小泉 波子	女性	2006/10/22	中学2年生	一般
3	samplegroup	pass	user07	pass	福井 芳伸	男性	1977/2/2	なし	一般
4	samplegroup	pass	user10	pass	奥野 有子	女性	1976/1/22	なし	一般
5	samplegroup	pass	user24	pass	千田 麻紀	女性	2009/6/1	小学5年生	一般

登録

戻る

2


1. 入力したユーザー情報を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 登録ボタンを押下する。

⇒ユーザー一括登録の完了画面に遷移します。



# 1

## 章

### 準備操作

#### 0.はじめに

#### 1.準備操作

#### 2.基本操作

#### 3.サンプルデータ

#### 4.こんな時は

#### 5.リンク

## ■ユーザー複数登録 – 完了

ユーザー複数登録の完了画面です。



まいけん

新規ユーザー一括登録完了

ユーザー情報の登録が完了しました！


No.	グループID	グループパスワード	ユーザーID	ユーザーパスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
1	samplegroup	pass	user01	pass	新谷 戴三	男性	2005/6/3	中学3年生	一般
2	samplegroup	pass	user06	pass	小泉 波子	女性	2006/10/22	中学2年生	一般
3	samplegroup	pass	user07	pass	福井 芳伸	男性	1977/2/2	なし	一般
4	samplegroup	pass	user10	pass	奥野 有子	女性	1976/1/22	なし	一般
5	samplegroup	pass	user24	pass	千田 麻紀	女性	2009/6/1	小学5年生	一般

1

戻る

1. 「戻る」ボタンを押下する。  
⇒ログイン画面に遷移します。

ユーザー登録完了です！  
システムを利用するための準備が  
整いました！





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ログイン

準備操作にて作成したユーザーで本システムにログインする手順です。  
ログイン後は所属するグループの検温情報の入力や参照などが可能です。

1. 「ユーザーID」を入力する。
2. 「パスワード」を入力する。
3. 「ログイン」ボタンを押下する。  
⇒検温情報検索画面に遷移すればログイン成功です。





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ 検温データの入力

グループに所属するメンバーの検温情報を入力します。

※「管理者」ユーザーのみ操作を行えます。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

### 検温情報検索

検温情報を入力する

1

ログアウト

グループ

更新

検索情報入力

計測日	氏名	学年
<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="64文字以内"/>	<div><input type="text" value=""/><div>▼</div></div>

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

今日の検温情報が登録されていません。

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「検温情報を入力する」ボタンを押下する。  
⇒体温登録入力画面に遷移します。





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

グループに所属するメンバーの検温情報を入力します。

まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

体温登録入力

体温情報を入力してください

検索情報入力

学年

氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>
小泉 波子	女性	中学2年生	14歳	<input type="text" value="半角数字で入力"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>
橋井 芳伸	男性	なし	43歳	<input type="text" value="半角数字で入力"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>
奥野 有子	女性	なし	44歳	<input type="text" value="半角数字で入力"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>
千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	<input type="text" value="半角数字で入力"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>
新谷 戴三	男性	中学3年生	15歳	<input type="text" value="半角数字で入力"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="128文字以内"/>

3

2

1. 「学年」でメンバーの絞り込みをする。

⇒絞り込みを行いたい場合のみ「この条件で検索」ボタンを押下する。

2. 次の項目を入力する。

「体温」を入力する。

「味覚障害」の有無を選択する。

「嗅覚障害」の有無を選択する。

「咳」症状の有無を選択する。

「その他」情報を入力する。

3. 「確認」ボタンを押下する。

⇒体温登録の確認画面に遷移します。

**補足説明**

検温情報は当日分のみ入力が可能です。登録後は本画面にて入力値を変更することができません。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

入力した検温情報の内容を確認し、登録を完了します。



まいけん

グループ名:チーム1

ユーザー名:管理ユーザー

体温登録確認

下記の内容でよろしいでしょうか？

氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5度	なし	なし	あり	
小泉 波子	女性	中学2年生	14歳	36.7度	なし	なし	なし	
橋井 芳伸	男性	なし	43歳	36.2度	なし	なし	なし	
奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	
千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	36.8度	なし	なし	なし	
新谷 戴三	男性	中学3年生	15歳	36.3度	なし	なし	なし	

2

登録

戻る

1

1. 入力した検温情報の内容を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 「登録」ボタンを押下する。

⇒体温登録の完了画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

検温情報の登録完了画面です。

まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

---

体温登録完了

---

体温情報の登録が完了しました！

氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5度	なし	なし	あり	
小泉 波子	女性	中学2年生	14歳	36.7度	なし	なし	なし	
福井 芳伸	男性	なし	43歳	36.2度	なし	なし	なし	
奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	
千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	36.8度	なし	なし	なし	
新谷 戴三	男性	中学3年生	15歳	36.3度	なし	なし	なし	

1
戻る

↑  
↓

1. 「戻る」ボタンを押下します。

⇒検温情報検索画面に遷移します。

検温情報を登録できました！  
検索画面に戻って確認してみましょう！





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ 検温データの検索

検温情報検索画面では絞り込み条件を指定してデータ検索を行えます。

初期表示は当日分のデータが一覧で表示され、検索時は過去14日分のデータが対象になります。

まいけん

グループ名: チーム1

ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

ログアウト

グループ

更新

検索情報入力

計測日

氏名

学年

体温の高い人 (過去14日分)

1

2

この条件で検索

検索条件クリア

印刷

計測日	氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
2020-10-26	奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	

補足説明

「体温の高い人」にチェックを入れた場合、過去14日間に37度以上を記録したデータが抽出されます。他の検索条件をクリアしてご利用ください。

1. 次の絞り込み条件を指定する。

「計測日」、「氏名」

「学年」、「体温の高い人（過去14日分）」

絞り込み条件を初期化する場合は、「検索条件クリア」ボタンを押下する。

2. 「この条件で検索」ボタンを押下する。

⇒絞り込み条件に合致したデータのみが表示されます。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

検索結果は最大で100件まで表示されます。

体温が37度以上の場合はオレンジ色、37.5度以上の場合は赤色で表示されます。

検索情報入力

計測日 氏名 学年

年/月/日 4文字以内 学年

☐ 体温の高い人（過去14日分）

[この条件で検索](#) [検索条件クリア](#)

印刷

計測日	氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
2020-10-27	奥野 有子	女性	なし	44歳	37.0度	なし	なし	なし	
2020-10-27	福井 芳伸	男性	なし	43歳	36.8度	なし	なし	なし	
2020-10-27	管理ユーザー	男性	なし	19歳	37.6度	なし	なし	なし	
2020-10-27	千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	35.9度	なし	なし	なし	
2020-10-27	小泉 波子	女性	中学2年生	14歳	36.3度	なし	なし	なし	
2020-10-27	新谷 戴三	男性	中学3年生	15歳	36.1度	なし	なし	なし	
2020-10-26	奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	
2020-10-26	福井 芳伸	男性	なし	43歳	36.2度	なし	なし	なし	
2020-10-26	管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5度	なし	なし	あり	
2020-10-26	千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	36.8度	なし	なし	なし	



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ 検温データの印刷

検温情報検索画面の印刷ボタンから、表示中のデータをエクセルファイルとして出力します。

まいけん

グループ名: チーム1 ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

ログアウト

グループ

更新

検索情報入力

計測日

氏名

学年

年/月/日

64文字以内

なし

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

1

印刷

計測日	氏名	性別	学年	年齢	体温	味覚障害	嗅覚障害	咳	その他
2020-10-26	奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	
2020-10-26	福井 芳伸	男性	なし	43歳	36.2度	なし	なし	なし	
2020-10-26	管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5度	なし	なし	あり	

↑

↓

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「印刷」 ボタンを押下する。

⇒表示中の検温情報がエクセルファイルでダウンロードされます。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

ダウンロードされる検温データ例です。

ファイル名：2020-10-26\_検温情報.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	計測日	名前	性別	学年	年齢	体温	味覚 障害	嗅覚 障害	咳	その他
2	2020-10-26	奥野 有子	女性	なし	44歳	35.8度	なし	なし	なし	
3	2020-10-26	福井 芳伸	男性	なし	43歳	36.2度	なし	なし	なし	
4	2020-10-26	管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.5度	なし	なし	あり	
5	2020-10-26	千田 麻紀	女性	小学5年生	11歳	36.8度	なし	なし	なし	
6	2020-10-26	小泉 波子	女性	中学2年生	14歳	36.7度	なし	なし	なし	
7	2020-10-26	新谷 戴三	男性	中学3年生	15歳	37.0度	なし	なし	なし	
8	2020-10-23	管理ユーザー	男性	なし	19歳	36.4度	なし	なし	なし	特になし
9										

※37度以上の体温を記録している場合はオレンジ色、37.5度以上の場合は赤色で対象行が色付けされます。





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■グループ情報の更新

グループの情報を変更します。

※「管理者」ユーザーのみ操作を行えます。



# まいけん

グループ名:チーム1      ユーザー名:管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

グループ

更新

2

1

ログアウト

検索情報入力

計測日	氏名	学年
<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="64文字以内"/>	<input type="text" value="▼"/>

☐ 体温の高い人（過去14日分）

この条件で検索

検索条件クリア

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「グループ」を選択する。

2. 「更新」ボタンを押下する。

⇒グループ情報更新の入力画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作


2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

グループ情報を更新する画面です。



## まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

### グループ情報更新入力

更新情報を入力してください

グループID	team1 ※グループIDは変更不可
グループ名 【使用可能】漢字、ひらがな、英数字(記号を除く)	<input type="text" value="チームA"/> 1
グループパスワード 【使用可能】半角英数字	<input type="password" value="...."/> 2

3

1. 「グループ名」を変更する。
2. 「グループパスワード」を変更する。
3. 「確認」ボタンを押下します。  
⇒グループ情報更新の確認画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

グループ情報更新の確認画面です。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

グループ情報更新確認

下記の内容でよろしいでしょうか?

グループID	team1
グループ名	チームA
グループパスワード	情報保護のため非公開

1

2

更新

戻る

1. 変更するグループ情報の内容を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 「更新」ボタンを押下する。

⇒グループ情報更新の完了画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

グループ情報更新の完了画面です。



まいけん

グループ名: チームA

ユーザー名: 管理ユーザー

グループ情報更新完了

グループ情報の更新が完了しました!

グループID	team1
グループ名	チームA
グループパスワード	情報保護のため非公開

1

戻る

1. 「戻る」ボタンを押下する。

⇒検温情報検索画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ユーザー情報の更新 (個人)

ログイン中のユーザーの情報を変更します。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

ログアウト

ユーザー (個人)    更新

2

1

検索情報入力

計測日

氏名

学年

年/月/日

64文字以内

▼

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

印刷

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「ユーザー (個人)」を選択する。
2. 「更新」ボタンを押下する。  
⇒ユーザー情報更新の入力画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

ユーザー情報更新の入力画面です。



## まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

### ユーザー情報更新入力

更新情報を入力してください

グループID	<input type="text" value="team1"/>	1
グループパスワード	<input type="password" value="....."/>	2
ユーザーID	admin ※ユーザーIDは変更不可	
ユーザーパスワード	<input type="password" value="....."/>	3
氏名	<input type="text" value="管理ユーザー"/>	4
性別	<input type="text" value="男性"/>	5
生年月日	<input type="text" value="2001-10-10"/>	6
学年	<input type="text" value="なし"/>	7
管理者権限	<input type="text" value="管理者"/>	8
	<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="戻る"/>	9

1～8. 変更したい項目について値を入力します。

9. 「確認」ボタンを押下します。

⇒ユーザー情報更新確認画面に遷移します。

注意：管理者権限を「一般」から「管理者」に変更できるのは、「管理者」ユーザーのみです。「管理者」を「一般」権限に変更すると、権限変更ができなくなる点にご注意ください。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

変更内容を確認し、ユーザー情報更新を完了させる画面です。



## まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

### ユーザー情報更新確認

下記の内容でよろしいでしょうか?

グループID	team1
グループパスワード	情報保護のため非公開
ユーザーID	admin
ユーザーパスワード	情報保護のため非公開
氏名	管理ユーザー
性別	男性
生年月日	2001-10-10
学年	なし
管理者権限	管理者

12更新戻る

1. 変更するユーザー情報の内容を確認する。

⇒入力に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 「更新」ボタンを押下する。

⇒ユーザー情報更新の完了画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作


2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は


5.リンク

ユーザー情報更新の完了画面です。



ユーザー情報の更新が完了しました！

グループID	team1
グループパスワード	情報保護のため非公開
ユーザーID	admin
ユーザーパスワード	情報保護のため非公開
氏名	管理ユーザー
性別	男性
生年月日	2001-10-10
学年	なし
管理者権限	管理者



1. 「戻る」ボタンを押下する。

⇒検温情報検索画面に遷移します。





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ユーザー情報の一括更新

グループに所属するメンバーのユーザー情報を更新します。

※「管理者」ユーザーのみ操作を行えます。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

ログアウト

ユーザー (複数)    更新

2

1

検索情報入力

計測日      氏名      学年

年/月/日

64文字以内

▼

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

印刷

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「ユーザー (複数)」を選択する。

2. 「更新」ボタンを押下する。

⇒ユーザー情報一括更新の入力画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

更新したいユーザーの各項目値を編集します。

まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

**ユーザー情報一括更新入力**

更新情報を入力してください

削除
全選択

	ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
<input type="checkbox"/>	team1no2	*****	小泉 波子	女性 ▼	2006-10-22	中学2年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no3	*****	福井 芳伸	男性 ▼	1977-02-02	なし ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no4	*****	奥野 有子	女性 ▼	1976-01-22	なし ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no5	*****	千田 麻紀	女性 ▼	2009-06-01	小学5年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no1	*****	新谷 戴三	男性 ▼	2005-06-03	中学3年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	admin	*****	管理ユーザー	男性 ▼	2001-10-10	なし ▼	管理者 ▼

削除
全選択

確認

戻る

↑  
↓

1. 変更したいユーザーの次の項目を編集します。

「パスワード」「氏名」「性別」「生年月日」「学年」「管理者権限」

2. 「確認」ボタンを押下します。

⇒ユーザー情報一括更新の確認画面に遷移します。

**注意：** 管理者権限を「一般」から「管理者」に変更できるのは、「管理者」ユーザーのみです。「管理者」を「一般」権限に変更すると、権限変更ができなくなる点にご注意ください。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

ユーザー情報一括更新の確認画面です。

まいけん

グループ名: チーム1
ユーザー名: 管理ユーザー

ユーザー情報一括更新確認

下記の内容でよろしいでしょうか？

ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
team1no2	情報保護のため非公開	小泉 波子	女性	2006-10-22	中学2年生	一般
team1no3	情報保護のため非公開	福井 芳伸	男性	1977-02-02	なし	一般
team1no4	情報保護のため非公開	奥野 有子	女性	1976-01-22	なし	一般
team1no5	情報保護のため非公開	千田 麻紀	女性	2009-06-01	小学5年生	一般
team1no1	情報保護のため非公開	新谷 戴三	男性	2005-06-03	中学3年生	一般
admin	情報保護のため非公開	管理ユーザー	男性	2001-10-10	なし	管理者

2

更新

戻る

1

1. 更新するユーザー情報の内容を確認する。

⇒内容に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 「更新」ボタンを押下する。

⇒ユーザー情報一括更新の完了画面に遷移します。

# 2章 基本操作

0.はじめに

1.準備操作


2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

ユーザー情報一括更新の完了画面です。




まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

ユーザー情報一括更新完了

ユーザー情報の更新が完了しました！

ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
team1no2	情報保護のため非公開	小泉 波子	女性	2006-10-22	中学2年生	一般
team1no3	情報保護のため非公開	福井 芳伸	男性	1977-02-02	なし	一般
team1no4	情報保護のため非公開	奥野 有子	女性	1976-01-22	なし	一般
team1no5	情報保護のため非公開	千田 麻紀	女性	2009-06-01	小学5年生	一般
team1no1	情報保護のため非公開	新谷 戴三	男性	2005-06-03	中学3年生	一般
admin	情報保護のため非公開	管理ユーザー	男性	2001-10-10	なし	管理者



1. 「戻る」ボタンを押下する。

⇒検温情報検索画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ユーザー情報の削除

グループに所属するメンバーのユーザー情報を削除します。

※「管理者」ユーザーのみ操作を行えます。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

ログアウト

ユーザー (複数)    更新    2

1

検索情報入力

計測日      氏名      学年

年/月/日      64文字以内      

▼

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

印刷

本システムにログインして、次の操作を行います。

1. 「ユーザー (複数)」を選択する。
2. 「更新」ボタンを押下する。  
⇒ユーザー情報一括更新の入力画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

削除したいユーザーを選択し、削除を行います。



## まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

[ユーザー情報一括更新入力](#)

更新情報を入力してください

削除    全選択

1

	ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
<input type="checkbox"/>	team1no2	*****	小泉 波子	女性 ▼	2006-10-22	中学2年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no3	*****	福井 芳伸	男性 ▼	1977-02-02	なし ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no4	*****	奥野 有子	女性 ▼	1976-01-22	なし ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no5	*****	千田 麻紀	女性 ▼	2009-06-01	小学5年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	team1no1	*****	新谷 戴三	男性 ▼	2005-06-03	中学3年生 ▼	一般 ▼
<input type="checkbox"/>	admin	*****	管理ユーザー	男性 ▼	2001-10-10	なし ▼	管理者 ▼
<input checked="" type="checkbox"/>	test	*****	test	男性 ▼	2020-10-08	なし ▼	一般 ▼

削除    全選択

2

確認    戻る



1. グループから削除するユーザーを選択します。

2. 「削除」ボタンを押下します。

⇒ユーザー情報削除の確認画面に遷移します。



# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

削除するユーザー情報を確認し、ユーザー削除を完了させる画面です。

※ユーザー情報を削除するとユーザーの検温情報も削除されます。



## まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

ユーザー情報削除確認

以下のユーザーを削除します

ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
test	*****	test	男性	2020-10-08	なし	一般

2

削除

戻る

1

1. 削除するユーザー情報の内容を確認する。

⇒内容に誤りがある場合は、「戻る」ボタンで前画面に戻ります。

2. 「削除」ボタンを押下する。

⇒ユーザー情報削除の完了画面に遷移します。

## 2章 基本操作

0.はじめに

1.準備操作


2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は


5.リンク

ユーザー情報削除の完了画面です。



以下のユーザーを削除しました

ユーザーID	パスワード	氏名	性別	生年月日	学年	管理者権限
test	*****	test	男性	2020-10-08	なし	一般



1. 「戻る」ボタンを押下する。

⇒検温情報検索画面に遷移します。

補足  
説明

ユーザー情報削除で操作中のユーザーを削除した場合は、「戻る」ボタンでログイン画面に遷移します。





# 2

## 章

### 基本操作

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ログアウト

本システムからログアウトします。



# まいけん

グループ名: チーム1      ユーザー名: 管理ユーザー

検温情報検索

検温情報を入力する

グループ      更新

1      ログアウト

検索情報入力

計測日	氏名	学年
年/月/日	64文字以内	▼

☐ 体温の高い人 (過去14日分)

この条件で検索

検索条件クリア

今日の検温情報が登録されていません。

1. 「ログアウト」ボタンを押下する。

⇒ログイン画面に遷移します。



# 3

## 章

### サンプルデータ

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■ サンプルデータ

### ・ CSVファイル

ユーザー一括登録時にアップロードするCSVファイルのサンプルです。  
一括登録を行う場合は、本ファイルを編集して登録にご利用ください。

### ● ダウンロードリンク

[https://www.shantery.jp/thermo/csv/user\\_sample.csv](https://www.shantery.jp/thermo/csv/user_sample.csv)



# 4

## 章

### こんな時は

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■タイムアウト

本システムを利用中に無操作状態で一定時間が過ぎるとタイムアウトが発生します。  
タイムアウト画面になった場合は一度ログイン画面に戻り、操作をやり直してください。



1. 「戻る」ボタンを押下する。  
⇒ログイン画面に遷移します。



# 5

## 章

### リンク

0.はじめに

1.準備操作

2.基本操作

3.サンプルデータ

4.こんな時は

5.リンク

## ■リンク

- 株式会社シャンテリー

<https://shantery.co.jp/>

- 検温システム (まいけん)

<https://www.shantery.jp/thermo>



▲ QRコードを読み込むと検温システムにアクセスできます。